



**T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP
FAKÜLTESİ HASTANESİ**
**KÜVÖZ TEMİZLİK TAKİP
FORMU**

DÖKÜMAN KODU	YD.FR.10
YAYIN TARİHİ	01.08.2022
REVİZYON NO	0
REV TARİHİ	-
SAYFA NO	1

YIL/AY:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Temizlik Yapan Personel
GÜNLÜK BAKIM ve TEMİZLİK	Kuvözlerin İçi Ve Dışı Kuvöz Temizleyici İle Temizlenir.																															
	Kuvöz Kapakçıkları Kuvöz Temizleyiciyle Temizlenir.																															
	Kuvöz Kapakçıklarının Kolları Kuvöz Temizleyiciyle Temizlenir.																															
	(Hasta Var İse) Kuvöz Su Haznesinin Nemlendirme Steril Su Konmuş Kapları Boşaltılır. Temizlenir Ve Kurulanır.																															
	Kuvözün Dışı Kuvöz Temizleyiciyle Silinir.																															
TABURCU SONRASI BAKIM ve TEMİZLİK	Kuvözün Ayrılabilir Parçaları Çıkarılıp Fırçalanarak Deterjanla Yıkayıp. Sonra Durulanır.																															
	Kuvözün Ayrılabilir Parçaları Kuvöz Temizleyici Parçaları Tek Kullanımlık Kâğıt Havlu İle Kurulanır.																															
	Kuvöz Ayrılabilir Parçaları İle Dezenfekte Edilir.																															
	Kuvöz Su Haznesinin Nemlendirme Kapları Boşaltılıp, Temizlenir Ve Kurulanır.																															
KONTROL EDEN (Sorumlu)																																

1-Kullanım sonrası ve her bebek değişiminde temizlik ve dezenfeksiyon

yapılır.2-Kuvözlerin içi ve dışı her gün temizlenir.

3-Uzun süre izlenen bebeğin kuvözü en az haftada (1 kg altında 5 günde) bir dezenfekte edilmeli, bu işlem sırasında bebek, dezenfekte bir başka kuvöze transfer edilmelidir.