

	T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ	DOKÜMAN KODU	Dİ.TL.04
		YAYIN TARİHİ	01.05.2006
	HEMODİYALİZ KATATER KULLANMA HASTA ÇIKIŞ TALİMATI	REVİZYON NO	04
		REVİZYON TARİHİ	01.01.2024
		SAYFA NO	1 / 1

1. **AMAÇ:** Kateterlerin enfekte olmadan ve yeterli akım sağlanarak kullanımının sağlanması amacıyla bu talimat düzenlenmiştir.

2. **KAPSAM:** Hemodiyaliz ünitesi.

3. **FAALİYET AKIŞI**

3.1. Kataterin Kullanımı

3.1.1 Kateterin hasta giysilerinden kontamine olmaması için, uçları steril delikli örtü üzerine yerleştirilir.

3.1.2 Kateterin uçları betadinli steril spanç ile silinip 5 – 10 dk. beklenir. (Betadinli spanç içinde)

3.1.3 2 adet enjektör açılarak kataterin her iki ucuna ayrı ayrı takılır. Katater klempleri açılarak kateter içindeki heparinli sıvı dışarıya doğru çekilir.

3.1.4 Yeterli kan akımı varsa diyaliz makinesine bağlantıları yapılır.

3.2. Kateterli Hasta Çıkışı

3.2.1 Diyalizin sonlandırılmasından sonra kateterin her iki ucundan ayrı enjektörler kullanılarak 20' şer cc izotonik verilir.

3.2.2 Kateter ölü boşluğunu dolduracak kadar heparin ayrı enjektörler ile her iki uçtan katetere verilir.

3.2.3 Kateterin uçları steril stoper kullanılarak kapatılır.

3.2.4 Kateterin pansumanı yapılır.