

	T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ				DOKÜMAN KODU		TY.FR.03
					YAYIN TARİHİ		6.08.2013
	HASTA BAŞI MONİTÖRÜ IBP KALİBRASYON FORMU				REVİZYON NO		01
					REVİZYON TARİHİ		7.11.2014
					SAYFA NO		1/2
Cihaz Adı :		Marka :		Cihaz No :		Model :	
Kullanım Yeri :		Seri No :		Kalibrasyon Tarihi :			
A) Statik Seviye Testi / Static Levels Test							
BP Hassasiyeti / BP Sensitive : $\mu V/V/mmHG$ Kanal 1 / Channel 1							
Mod / Mode	Gerçek değer / Real Value	Görülen Değer / Display Value	Görülen Değer / Display Value	Görülen Değer / Display Value	Görülen Değer / Display Value	Görülen Değer / Display Value	
STATİK / STATİC	-10						mmHG
	-5						mmHG
	0						mmHG
	20						mmHG
	40						mmHG
	60						mmHG
	80						mmHG
	100						mmHG
	150						mmHG
	200						mmHG
	300						mmHG
Kanal 1 / Channel 1							
Mod / Mode	Gerçek değer / Real Value	Görülen Değer / Display Value	Görülen Değer / Display Value	Görülen Değer / Display Value	Görülen Değer / Display Value	Görülen Değer / Display Value	
ARTERİAL	120 / 80						mmHG
RADIAL ARTERY	120 / 80						mmHG
LEFT VENTRICLE	120 / 0						mmHG
LEFT ATRIUM	14 / 4						mmHG
RIGHT VENTRICLE	25 / 0						mmHG
PULMONARY ARTERY	25 / 10						mmHG
PA WEDGE	10 / 2						mmHG
RIGHT ATRIUM (CVP)	15 / 10						mmHG
KALİBRASYONU YAPAN							
ONAYLAYAN							