

	T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ	DOKÜMAN KODU	ML.TL.14
		YAYIN TARİHİ	01.04.2013
		REVİZYON NO	02
	MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TERMAL SENSUQUEST KULLANMA VE BAKIM TALİMATI	REVİZYON TARİHİ	01.01.2024
		SAYFA NO	1 / 1

- AMAÇ :** Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi mikrobiyoloji laboratuvarında TERMAL SENSUQUEST cihazının doğru olarak çalışılması ve bakımını belirler.
- KAPSAM:** Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi mikrobiyoloji laboratuvarını kapsar.
- SORUMLU:** Bu talimatın uygulanmasından ilgili laboratuvar teknisyeni sorumludur.
- UYGULAMA:**

- 4.1.1.** TERMAL SENSUQUEST cihazı kullanma kılavuzuna göre açılır.
- 4.1.2.** Cihazın bakımı yapılır.
- 4.1.3.** Cihazın reaktif ve diğer sarf malzemelerinin durumu kontrol edilerek, kullanma kılavuzuna uygun olarak yüklenir.
- 4.1.4.** Laboratuvara kabul edilen çalışmaya uygun örnekler cihaza ait raklara yerleştirilir.
- 4.1.5.** Örnek yüklü raklar cihaza uygun şekilde yüklenerek, ekranda ‘Start’ butonuna tıklanarak işlem başlatılır.

4.2. BAKIM:

- 4.2.1.** Cihaz rutin olarak bakımları yıllık olarak teknik servis tarafından yapılır.
- 4.2.2.** Herhangi bir arıza oluşması durumunda yetkili servisten yardım istenir.