



T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ	DOKÜMAN KODU	ML.TL.12
	YAYIN TARİHİ	01.04.2013
MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI BENMARİ (SU BANYOSU) CİHAZI KULLANMA VE BAKIM TALİMATI	REVİZYON NO	02
	REVİZYON TARİHİ	01.01.2024
	SAYFA NO	1 / 1

- AMAÇ :** Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi mikrobiyoloji laboratuvarında BENMARİ cihazının doğru olarak çalışılması ve bakımını belirler.
- KAPSAM :** Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi mikrobiyoloji laboratuvarını kapsar.
- SORUMLU :** Bu talimatın uygulanmasından ilgili laboratuvar teknisyeni sorumludur.

4. UYGULAMA :

4.1.KULLANIM :

4.2.BENMARİ cihazı açma-kapama düğmesinden açılır

4.3.İçi distile su ile işaretli yere kadar doldurulur.

4.4.Sıcaklık derecesi ve saati ayarlandıktan sonra **START** düğmesine basılarak işlem başlatılır.

4.5.Başka işlem yapılmayacaksa çalışma bitince cihaz kapatılır.

5. BAKIM:

5.1. Herhangi bir arıza oluşması durumunda yetkili servisten yardım istenir.

“Kalite Yönetim Sistemi” Klasöründe bulunan belge güncel ve kontrollü olup, baskı alınmış KONTROLSUZ belgedir.

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR.

KY-FR.01.11 REV.00