

	T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ	DOKÜMAN KODU	BL.TL.10
		YAYIN TARİHİ	01.05.2006
		REVİZYON NO	04
	BİYOKİMYA LAB İDRAR ANALİZİ TALİMATI	REVİZYON TARİHİ	01.01.2024
		SAYFA NO	1 / 1

1. AMAÇ: Tam idrar tetkiki analizlerinin doğru ve hızlı bir biçimde yapılmasını sağlamak.

2. KAPSAM: İdrar laboratuvarındaki idrar analizörleri.

3. FAALİYET AKIŞI:

İlgili teknisyen tarafından aşağıdaki işlemler yapılır:

- 3.1.** İdrarın kimyasal ve mikroskopik analizini yapan otoanalizörün bakımı, üretici firmanın hazırladığı cihaz kullanma kılavuzuna veya ekipman sicil kartına göre yapılır.
- 3.2.** Gereken test malzemeleri (strip) cihaza yerleştirilir.
- 3.3.** İç kalite kontrol işlemi, biyokimya birimi iç kalite kontrol ve kalibrasyon talimatına göre yapılır.
- 3.4.** Örnek Hazırlama Biriminden örnekler alınır.
- 3.5.** Örnekler cihaza yüklenir. Önce kimyasal analiz sonra da mikroskopik analiz otomatik olarak yapılır.
- 3.6.** Test sonuçları sonuçların kontrolü ve onaylanması talimatına göre uzman doktor tarafından değerlendirildikten sonra HBYS bilgisayar programına aktarılır.
- 3.7.** HBYS bilgisayar programına aktarılan sonuçlar, sonuçların verilmesi ve saklanması talimatına göre saklanır.