

	T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ	DOKÜMAN KODU	BL.TL.11
		YAYIN TARİHİ	01.05.2006
		REVİZYON NO	04
	BİYOKİMYA LAB ELEKTROFORAZ TALİMATI	REVİZYON TARİHİ	01.01.2024
		SAYFA NO	1 / 1

1. AMAÇ: Elektroforez analizlerinin doğru ve hızlı bir biçimde yapılmasını sağlamak.

2. KAPSAM: Biyokimya laboratuvarındaki elektroforez cihazlarını kapsar.

3. FAALİYET AKIŞI:

İlgili teknisyen tarafından aşağıdaki işlemler yapılır:

3.1.Gün boyunca gelen tetkik istemleri aygıt çalışma raporu ile takip edilir ve örnek hazırlama biriminden örnekler alınır.

3.2.Aynı gün çalışılabilecek örnekler ayrılır, diğerleri istenen test sayısına göre uygun miktarlarda bölünerek saklama tüplerine konulur ve uygun saklama koşullarında saklanır.

3.3.Her sabah, o gün çalışılacak testleri olan örnekler seçilerek görevli teknisyen tarafından çalışma listesi hazırlanır.

3.4.Gerekli test kitleri cihaza yerleştirilir.

3.5.Kontrol ve örnekler aynı jel üzerinde olacak şekilde test prensiplerine göre çalışılır.

3.6.Sonuçlar okunur ve sonuçların kontrolü ve onaylanması talimatına göre değerlendirildikten sonra sonra HYBS bilgisayar programına aktarılır, grafik çıktıları kantitatif değerleriyle birlikte hastalara verilir.

3.7.Sonuçların verilmesi ve saklanması talimatına göre sonuçlar saklanır.