

	T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ	DOKÜMAN KODU	MC.FR.03	
		YAYIN TARİHİ	01.01.2024	
		REVİZYON NO	00	
	YOĞUN BAKIMLAR HASTA BAŞI PANEL VE MONİTÖR GÜNLÜK BAKIM KONTROL FORMU		REVİZYON TARİHİ	--
			SAYFA NO	1/1

YOĞUN BAKIM :		AY:	SERİ NO:
1	Günlük bakım ve kontroller kullanıcı personel tarafından yapılacak.		
2	Oksijen jakının ve Flovmetrenin kontrolü.		
3	Basıncı hava jakı ve regülatörünün kontrolü.		
4	Vakum jakının ve Vakum regülatörünün kontrolü		
5	Elektrik prizlerinin kontrolü		
6	Hasta kablosu, lead'lar ve diğer bağlantı hortum ve kablolarının hasarlı olup olmadığı kontrol edilecek.		
7	Elektrotların son kullanım tarihleri kontrol edilecek.		
8	Printerda kağıt olup olmadığı kontrol edilecek.		
9	Pulse oksimetreli cihazlarda ara kablosu ve probu kontrol edilecek.		
10	Tansiyon ölçüm aparatının hortum ve manşonları kontrol edilecek.		
11	Her vaka sonrası elektrotlar alkol ya da sabunlu su ile temizlenecek.		
12	Ekranda hata kodu uyarısı olup olmadığı kontrol edilecek.		
13	Cihazın şarj durumu kontrol edilecek.		
14	Yapılan kontrollerde görülen eksiklikler teknik servise bildirilecektir.		
TARİH	CİHAZIN DURUMU	KONTROL EDEN	İMZA
01 /...../.....			
02 /...../.....			
03 /...../.....			
04 /...../.....			
05 /...../.....			
06 /...../.....			
07 /...../.....			
08 /...../.....			
09 /...../.....			
10 /...../.....			
11 /...../.....			
12 /...../.....			
13 /...../.....			
14 /...../.....			
15 /...../.....			
16 /...../.....			
17 /...../.....			
18 /...../.....			
19 /...../.....			
20 /...../.....			
21 /...../.....			
22 /...../.....			
23 /...../.....			
24 /...../.....			
25 /...../.....			
26 /...../.....			
27 /...../.....			
28 /...../.....			
29 /...../.....			
30 /...../.....			
31 /...../.....			