

	T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ	DOKÜMAN KODU	TH.TL.33
		YAYIN TARİHİ	01.05.2006
		REVİZYON NO	04
	AFEREZ CİHAZLARI KULLANMA TALİMATI	REVİZYON TARİHİ	01.01.2024
		SAYFA NO	1 / 1

1. AMAÇ

Kan Merkezi Donör Aferez ünitesinde bulunan aferez cihazlarının amacına uygun bir şekilde çalışmasını sağlamak.

2. KAPSAM

Kan Merkezi Donör Aferez Ünitesindeki Aferez Cihazları.

3. UYGULAMA

Aşağıdaki işlemler üniteye bulunan tüm cihazlar için görevli aferez teknisyeni tarafından yapılır.

3.1. Cihaz açılır ve istenmiş olan işleme uygun set cihaza takılır.

3.2. İşleme geçilir. (bkz. **Cihazla İlgili Kullanım Klavuzu**)

3.3. İşlem bitiminde set cihazdan çıkarılır, atık kovalarına atılır ve **Hastane Atık Talimatına** uygun bir şekilde imha edilir.

3.4. İşlem sırasında tutulan sonuçlar ilgili işlem klasörlerinde saklanır.