

	T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ	DOKÜMAN KODU	TH.TL.25
		YAYIN TARİHİ	26.05.2014
		REVİZYON NO	03
	KAN MERKEZİ KAN MERKEZİ SICAKLIK TALİMATI	REVİZYON TARİHİ	01.01.2024
		SAYFA NO	1 / 1

1.AMAÇ: Kan saklama dolabının kullanım amacına uygun ve optimal performans ile çalıştırılmasıdır.

2.KAPSAM: Kan merkezi ve ameliyathaneleri kapsar.

3.FAALİYET AKIŞI:

3.1. Hazırlanan eritrosit ve tam kan; kan saklama dolabında 2-8 °c’de saklanır, plazma depfreezde(derin dondurucuda) (-20)-(-40)°c’de ve trombosit süspansiyonu trombosit inkübatöründe ajitatörde 20-24°C’de saklanır.

3.2. Tam kanın kullanım süresi ışınladığı için 28 gün, Eritrosit Süspansiyonunun kullanım süresi 28 gün (SAG-M’li solüsyon),TDP kullanım süresi 36 ay (3 yıl) ve Random Trombosit Süspansiyonu kullanım süresi 5 gündür.