

	T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ	DOKÜMAN KODU	TH.TL.11
		YAYIN TARİHİ	01.04.2013
	KAN MERKEZİ HORTUMU KAPAMA CİHAZI (TUBE SEALER) KULLANMA TALİMATI	REVİZYON NO	03
		REVİZYON TARİHİ	01.01.2024
		SAYFA NO	1 / 1

1. AMAÇ: Biosealer hortum kapama cihazının kullanımının düzenlenmesi.

2. KAPSAM: Kan merkezini kapsar.

3. FAALİYET AKIŞI:

- 3.1.** Cihaz Power düğmesine basılarak çalıştırılır. Üstünde yanan yeşil ışık cihazın çalıştığını gösterir.
- 3.2.** Kapatılmak istenen hortum el ünitesinin ağzına yerleştirilir.
- 3.3.** Sealerin alt kısmındaki mandal el ile sıkıştırılır.
- 3.4.** Sealerin üst kısmındaki kırmızı ışık sönene kadar sıkıştırma işlemine devam edilir.