

	T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ	DOKÜMAN KODU	RG.TL.04
		YAYIN TARİHİ	15.03.2022
	RADYOLOJİ ÜNİTESİ BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ KULLANMA TALİMATI	REVİZYON NO	01
		REVİZYON TARİHİ	01.01.2024
		SAYFA NO	1 / 1

1.AMAÇ :Radyoloji Bölümü Bilgisayarlı Tomografi Cihazının verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamaktır.

2.KAPSAM:Hastanemizde bulunan Bilgisayarlı Tomografi Cihazlarını kapsar.

3.FAALİYETİN AKIŞI:

Cihazının kullanımına başlamadan önce aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

1-Klimaların açık olması gerekmektedir.

2-Cihazın etrafında herhangi bir toz, kontrast madde, kan ve kirlenme olmamasına dikkat edilmesi gerekmektedir.

3-Enfeksiyon kurallarına uygun çevre şartları oluşturulmuş olmalıdır.

4-Sıcaklık değerlerinin firma spesifikasyonlarına uygunluğu kontrol altına alınmalıdır.

5-Cihaz düzgün ve kurallara uygun şekilde çalıştırılmalı, zarar verebilecek çarpma ve benzeri durumlara karşı korunmalıdır.

Sistemin açılması:

1.Cihaz kasasında power/on yapılır.

2.Gerekli kalibrasyon yapılır.

3.Cihaz hafızası kontrol edilir.

4.Hastaya uygun pozisyon verilir.

5.Çekim protokolü uygulanır

6.Cd basımı ve sisteme gönderimi yapılır.

Sistemin kapatılması:

1.Cihaz Shutdown system yapılır.

2.Cihaz kasasında power/of yapılır.

4.İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Cihaz Kullanım Klavuzu.