

	T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ RADYOLOJİ ÜNİTESİ RÖNTGEN CİHAZI KULLANMA TALİMATI	DOKÜMAN KODU	RG.TL.03
		YAYIN TARİHİ	15.03.2022
		REVİZYON NO	01
		REVİZYON TARİHİ	01.01.2024
		SAYFA NO	1 / 1

1.AMAÇ : Bu talimatın hazırlanmasındaki amaç Radyoloji Bölümü Röntgen Cihazının verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamaktır.

2.KAPSAM: Hastanemizde bulunan Röntgen Cihazlarını kapsar.

3.FAALİYET AKIŞI:

Cihazının kullanımına başlamadan önce aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

- 1-Klimaların açık olması gerekmektedir.
- 2-Cihazın etrafında herhangi bir toz ve kirlenme olmamasına dikkat edilmesi gerekmektedir.
- 3-Enfeksiyon kurallarına uygun çevre şartları oluşturulmuş olmalıdır.
- 4-Sıcaklık değerlerinin firma spesifikasyonlarına uygunluğu kontrol altına alınmalıdır.
- 5-Cihaz düzgün ve kurallara uygun şekilde çalıştırılmalı, zarar verebilecek çarpma ve benzeri durumlara karşı korunmalıdır.

Sistemin açılması:

- 1.Panodan şalterler açılır.
- 2.Cihaz power/on yapılır.
3. Hastaya uygun pozisyon verilir
4. Çekim protokolü uygulanır
- 5.Kasetler görüntü aktarımı için cr cihazına bırakılır.

Sistemin kapatılması:

- 1.Cihaz Shutdown system yapılır.
- 2.Panodan şalter kapatılır.

4.İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Cihaz Kullanım Klavuzu.