

	T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ	DOKÜMAN KODU	RG.TL.05
		YAYIN TARİHİ	15.03.2022
		REVİZYON NO	01
	RADYOLOJİ ÜNİTESİ MR CİHAZI KULLANMA TALİMATI	REVİZYON TARİHİ	01.01.2024
		SAYFA NO	1 / 1

1.AMAÇ :Radyoloji Bölümü MRG Cihazının verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak,

2.KAPSAM: Hastanemiz bünyesinde bulunan MRG Cihazı için geçerlidir.

3.FAALİYET AKIŞI:

Cihazın kullanımına başlamadan önce aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

1. Klimaların açık olması gerekmektedir.
- 2.Cihazın etrafında herhangi bir toz ve kirlenme olmamasına dikkat edilmesi gerekmektedir.
3. Enfeksiyon kurallarına uygun çevre şartları oluşturulmuş olmalıdır .
4. Sıcaklık değerlerinin firma spesifikasyonlarına uygunluğu kontrol altına alınmalıdır .
5. Cihaza elektromanyetik kartlar, cep telefonu, herhangi bir metal cisim yaklaştırmamalıdır.

Cihazın Kullanımı:

Sabah Açılış Sırası:

Kontrol Odasında:

Monitörün yanındaki power tuşuna basılır.

Cihaz kullanıma hazır hale gelir. Vakanın durumuna göre Teknisyen ilgili hastada uygulanması gereken fonksiyonları ve sargı kullanarak hasta teşhis ve tedavisi sağlanır.

Cihaz Kapanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler:

Ekranda close tuşuna basılır,shutdown yapılır.

Monitörü kapat

Teknik Odada:

Klima ve soğutucular açık kalacak

4.İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Cihaz Kullanım Kulavuzu.