

	T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ	DOKÜMAN KODU	RG.TL.02
		YAYIN TARİHİ	15.03.2022
	RADYOLOJİ ÜNİTESİ MAMOGRAFİ CİHAZI KULLANMA TALİMATI	REVİZYON NO	01
		REVİZYON TARİHİ	01.01.2024
		SAYFA NO	1 / 1

1.AMAÇ : Radyoloji Bölümü mamografi cihazının verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamaktır.

2.KAPSAM: Radyoloji bölümündeki mamografi cihazlarını kapsar.

3.FAALİYETİN AKIŞI:

Cihazının kullanımına başlamadan önce aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

1-Klimaların açık olması gerekmektedir.

2-Cihazın etrafında herhangi bir toz ve kirlenme olmamasına dikkat edilmesi gerekmektedir.

3-Enfeksiyon kurallarına uygun çevre şartları oluşturulmuş olmalıdır.

4-Sıcaklık değerlerinin firma spesifikasyonlarına uygunluğu kontrol altına alınmalıdır.

5-Cihaz düzgün ve kurallara uygun şekilde çalıştırılmalı, zarar verebilecek çarpma ve benzeri durumlara karşı korunmalıdır.

Sistemin açılması:

1. Cihaz power/on yapılır.

2.Şifreleme yapılır.

3. Hastaya uygun pozisyon verilir

4. Çekim protokolü uygulanır

Sistemin kapatılması:

1.Cihaz log out system yapılır.

2.Cihazın kapandığından emin olmak için beklenir.

4.İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Cihaz Kullanım Klavuzu.