

	T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ	DOKÜMAN KODU	DL.TL.03
		YAYIN TARİHİ	03.04.2014
		REVİZYON NO	02
	DOKU TİPLEME EZ1 DNA İZOLASYON CİHAZI KULLANIM TALİMATI	REVİZYON TARİHİ	01.01.2024
		SAYFA NO	1 / 1

1.AMAÇ VE KAPSAM:

Cihazı etki ve verimli kullanma

2.GÖREV VE SORUMLULUK:

Cihazın kullanımından doku tiplleme çalışanları sorumludur.

Kayıtlar: Cihaz Günlük Bakım Formu

3.TALİMATIN DETAYI:

3.1.Önce güç düğmesi açılır.

3.2.Hazırlanan numuneler ve DNA izolasyon kitleri cihaza yerleştirilir.

3.3.Cihaz açma-kapama düğmelerinden kapatılır.

4.ARIZA VE BAKIM:

4.1.Günlük toz ve kirler yumuşak nemli bir bezle temizlenir.

4.2.Arıza durumunda teknik sorumlu bilgilendirilir.

5.REFERANS DÖKÜMANLAR.

Cihaza ait firma kullanım kılavuzu