

|                                                                                   |                                                                            |                        |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|
|  | <b>T.C.<br/>NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ<br/>TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ</b> | <b>DÖKÜMAN NO</b>      | <b>DL.YD.03</b>   |
|                                                                                   |                                                                            | <b>YAYIN TARİHİ</b>    | <b>25.09.2023</b> |
|                                                                                   |                                                                            | <b>REVİZYON NO</b>     | <b>0</b>          |
|                                                                                   | <b>DOKU TİPLEME LABORATUVARI ÖRNEK<br/>KABUL VE RET KRİTERLERİ</b>         | <b>REVİZYON TARİHİ</b> | <b>--</b>         |
|                                                                                   |                                                                            | <b>SAYFA NO</b>        | <b>1 / 1</b>      |

#### **DOKU TİPLEME LABORATUVARI ÖRNEK KABUL KRİTERLERİ:**

1. Örnekler analize uygun tüp veya kaplara alınmış olmalıdır.
2. Örnekler testlere uygun vakumlu tüplere (Kanın enjektörle alınmaması gerekir) ve örnek kaplarına alınmış olmalıdır.
3. Örnekler hemolizli olmamalıdır.
4. Örnekler yeterli miktarda alınmış (tüpün yarısından fazlası dolu olmalıdır) olmalıdır.
5. Hastane bilgisayar sistemine girilen ve barkot etiketi kesilen örnekler kabul edilir. Barkot kesimi ile numune kabulü arasındaki süre 30 dakikayı geçmemelidir.
6. Acil testler için de, örnekler hastadan alındıktan ve barkot etiketleri kesildikten sonra, en geç 30 dakika içinde gönderilmiş olmalıdır.
7. Barkot etiketleri silik ve yırtık olmamalı, barkot etiketi tüpün etiketi üzerine denk gelecek şekilde düzgün yapıştırılmış olmalıdır.

#### **DOKU TİPLEME LABORATUVARI ÖRNEK RET KRİTERLERİ:**

1. Analize uygun olmayan tüp veya kaplara alınmış olan örnekler ret edilir.
2. Hemolizli örnekler ret edilir.
3. Yetersiz miktarda alınan örnekler ret edilir.
4. Hastane bilgisayar sistemine girilmeyen ve barkot etiketi kesilmeyen örnekler ret edilir.
5. Acil testler için, hastadan alındıktan ve barkot etiketleri kesildikten sonra, en geç 30 dakika içerisinde gönderilmemiş örnekler ret edilir.
6. Barkot etiketleri silik ve yırtık örnekler, barkot etiketi tüpün etiketi üzerine düzgün şekilde yapıştırılmamış olan örnekler ret edilir.
7. Dondurulmuş örnekler ret edilir.