

	T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ	DÖKÜMAN NO	DL.YD.04
		YAYIN TARİHİ	25.09.2023
		REVİZYON NO	0
	DOKU TİPLEME LABORATUVARI TEST BAZINDA NUMUNELERİN ANALİZ ÖNCESİ HAZIRLIK İŞLEMLERİNE YÖNELİK KURALLAR	REVİZYON TARİHİ	--
		SAYFA NO	1 / 1

- 1.HLA-ABCDRDQ analizi için kandan izole edilen DNA lar -20 derecede saklanır.
- 2.HLA-SSO kitleri +2 - +8 saklanarak muhafaza edilir.
- 3.Deneye başlamadan önce kontaminasyonu engellemek için çalışma alanını gerekli işlemlerden geçirilir.(%70 lik alkolle silme,uv)
- 4.PRA ve DSA analizlerinde hastaların kanlarında ayrıştırılan serum örnekleri -20 derecede saklanır ve analiz öncesi oda sıcaklığına getirilir.Ayrıca DSA analizi için donör hücrelerinden elde edilen lizatta -20 derecede saklanır ve deney öncesi oda ısısına gelmesi sağlanır.
5. PRA ve DSA analizlerinde kullanılacak olan kitler buzdolabında(+2 C - +8 C de) saklanır. Deney öncesi oda ısısına gelmesi sağlanır.