

	T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ	DOKÜMAN KODU	TT.056
		YAYIN TARİHİ	01.05.2006
	REVİZYON NO	03	
	BİYOKİMYA LABORATUARI KANGAZI İŞLEYİŞ TALİMATI	REVİZYON TARİHİ	01.06.2021
	SAYFA NO	1 / 1	

1. AMAÇ:Bu talimatın amacı; kan gazı tetkik istemlerinin kan gazı cihazında yapılması, cihazın bakımı ve genel işleyişi belirlemektir.

2. KAPSAM:Klinikler, poliklinikler, acil servis, ameliyathaneler ve yoğun bakımları kapsar.

3. FAALİYET AKIŞI:

3.1.Pnömatik sistem ile servisten, ameliyathaneden ve polikliniklerden gelen kan numunelerini teknisyen teslim alır.

3.2. Teknisyen gelen her kan numunesini LBYS'den kabul eder.

3.3. Teknisyen, gelen kan numunesini, kan gazı cihazına verir, analiz tuşuna basarak işleme başlar.

3.4. Kan gazı cihazına bağlı bulunan bilgisayara veriler aktarılır ve onaylama yapılır.

3.5. Kan gazı cihazı arıza yaptığında nöbetçi teknisyen teknik servisle görüşerek arızayı giderir.

3.6. Teknisyen, kan gazı cihazın haftalık ve aylık bakımını yapar.

3.7. Teknisyen, nöbet değişiminde kan gazı cihazını eksiksiz olarak gelen nöbetçi teknisyene teslim eder.

3.8. Ay sonunda bakılan test sayısı ilgili firmaya bildirir.

3.9. Teknisyen kan gazı için her türlü (elektrot, membran, solüsyon, hortum sistemi ve gaz şişelerini) malzemeyi ilgili firmadan temin eder.