



T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ	DOKÜMAN NO	TT.168
	YAYIN TARİHİ	01.04.2013
BECKMAN CİHAZI KULLANMA VE BAKIM TALİMATI	REVİZYON TARİHİ	01.06.2021
	REVİZYON NO	01
	SAYFA NO	1 / 1

1. **AMAÇ:** Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi mikrobiyoloji laboratuvarına gelen serum örneklerinin BECKMAN nefolometri cihazında doğru olarak çalışılması ve bakımını belirler.
2. **KAPSAM:** Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi mikrobiyoloji laboratuvarına kapsar.
3. **SORUMLU:** Bu talimatın uygulanmasından ilgili laboratuvar teknisyeni sorumludur.
4. **UYGULAMA:**
 - 4.1.1. BECKMAN cihazı kullanma kılavuzuna göre açılır.
 - 4.1.2. Cihazın bakımı yapılır.
 - 4.1.3. Cihazın reaktif ve diğer sarf malzemelerinin durumu kontrol edilerek, gerektiğinde kullanma kılavuzuna uygun olarak yüklenir.
 - 4.1.4. Gerekirse kalite kontrol uygulamaları kullanma kılavuzuna uygun şekilde yapılarak sonuçları değerlendirilir.
 - 4.1.5. Cihazın LIS bağlantısı kontrol edilir.
 - 4.1.6. Laboratuvara kabul edilen çalışmaya uygun örnekler cihaza ait raklara yerleştirilir.
 - 4.1.7. Örnek yüklü raklar cihaza uygun şekilde yüklenerek, ekranda ‘Start’ butonuna tıklanarak çalışılır.
 - 4.1.8. Sonucu çıkan örnekler kontrol edilerek onay verilir.
 - 4.1.9. Tekrar çalışılması istenen örnekler yeniden çalışılır.
 - 4.1.10. Çalışma bitiminde, kullanma kılavuzuna uygun olarak cihaz bakımı yapılarak kapatılır.
- 4.2. **BAKIM:**
 - 4.2.1. Cihazın kullanım öncesi ve sonrası günlük bakımları kullanma ve bakım kılavuzuna uygun şekilde yapılır.
 - 4.2.2. Herhangi bir arıza oluşması durumunda yetkili servisten yardım istenir.
 - 4.2.3. Cihaz rutin olarak ayda bir teknik servis tarafından yapılır.