

	T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ	DOKÜMAN KODU	Gi.GKG.79
		YAYIN TARİHİ	06.08.2020
		REVİZYON NO	00
	DÜZELTİLMİŞ CA X P DÜZEYİ 55 MG ² /DL ² 'NİN ALTINDA OLAN HASTA ORANI GÖSTERGE KARTI	REVİZYON TARİHİ	--
		SAYFA NO	1 / 1

Gösterge kodu	Gi.GKG79
Göstergenin tanımı	İlgili dönemde hemodiyaliz hastaları içinde düzeltilmiş kalsiyum fosfor çarpım (Ca x P) düzeyi 55 mg ² /dL ² 'nin altında olan hemodiyaliz hastaların oranını ifade eder.
Amaç	Hastaların aldığı diyaliz hizmeti ve tıbbi takiplerinin yeterli ve etkin şekilde yapılmasıdır.
Hesaplama Yöntemi	İlgili dönemde; (Düzeltilmiş Ca x P düzeyi 55mg ² /dL ² 'nin altında olan hemodiyaliz hasta sayısı/Toplam tekil hemodiyaliz hasta sayısı) x 100
Alt Göstergeler	Düzeltilmiş Ca x P düzeyi 75mg ² /dL ² 'nin üstünde olan hasta oranı
Veri Kaynağı	Hasta kayıtları
Hedef Değer	<%45
Veri Analiz Periyodu	3 aylık
Sorumlular	Kalite Birim Sorumlusu
Sonuçların Kiminle Paylaşılacağı	Hasta güvenliği komitesi
Dikkat edilecek Hususlar	TÜR-GÖS'e veri girişinde pay hesaplaması için 3'er aylık dönemdeki hastaya ait tüm ölçümlerin ortalaması alınır.