

	T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ		DOKÜMAN KODU		TY.FR.15	
			YAYIN TARİHİ		1.05.2006	
	HASTA BAŞI MONİTÖRÜ EKG KALİBRASYON FORMU		REVİZYON NO		0	
			REVİZYON TARİHİ		--	
		SAYFA NO		1		
Cihaz Adı : _____		Marka : _____				
Cihaz No : _____		Model : _____				
Kullanım Yeri : _____		Seri No : _____				
		Kalibrasyon Tarihi : _____				
A) Performans Testi / Performance Test						
Mod / Mode	Gerçek değer / Real Value	Görülen Değer / Display Value	Görülen Değer / Display Value	Görülen Değer / Display Value	Görülen Değer / Display Value	Görülen Değer / Display Value
NSR Yetişkin (QRS genliği 80ms / Adult (QRS width 80 ms)	30 BPM					BPM
	40 BPM					BPM
	60 BPM					BPM
	80 BPM					BPM
	100 BPM					BPM
	120 BPM					BPM
	140 BPM					BPM
	180 BPM					BPM
	200 BPM					BPM
	220 BPM					BPM
	240 BPM					BPM
	280 BPM					BPM
	300 BPM					BPM
Ölçüm Noktaları / Measuring Points	Mod / Mode	GEÇTİ	KALDI	AÇIKLAMA		
Sinüs Dalga / Sine Wave	0,5 Hz					
	5 Hz					
	10 Hz					
	40 Hz					
	50 Hz					
	60 Hz					
Kare Dalga / Square Wave	100 Hz					
	2 Hz					
Üçgen Dalga / Triangle wave	0,125 Hz					
	2,0 Hz					
EKG Dalga Boyu / ECG Wave Amplitude	2,5 Hz					
	0,5 mV					
	1,0 mV					
	1,5 mV					
	2,0 mV					
B) Arrhythmia : Ventricular Testi / Ventricular Test						
Mod / Mode	GEÇTİ	KALDI	AÇIKLAMA			
2 PVC (80 BPM)						
5 PVC (80 BPM)						
11 PVC (80 BPM)						
Bigeminy						
Trigeminy						
6 PVC / min						
12 PVC / min						
24 PVC / min						
Frequent Multifocal						
Ventricular tachycardia						
Ventricular fibrillation						
Asystole						
KALİBRASYONU YAPAN			ONAYLAYAN			