

	T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ	DOKÜMAN KODU	TY.FR.19
		YAYIN TARİHİ	1.05.2006
	PULSOKSİMETRE KALİBRASYON FORMU	REVİZYON NO	0
		REVİZYON TARİHİ	--
		SAYFA NO	1

Cihaz Adı	:	Marka	:
Cihaz No	:	Model	:
Kullanım Yeri	:	Seri No	:
		Kalibrasyon Tarihi	:

A) Performans Testi / Performance Test

Mod / Mode		Gerçek değer / Real Value	Görülen Değer / Display Value	Görülen Değer / Display Value	Görülen Değer / Display Value	Görülen Değer / Display Value	Görülen Değer / Display Value
Normal	SPO2 Nabız	98% 60 BPM					
	Sinyal Genişliği	100 %					
Weak pulse	SPO2 Nabız	90% 95 BPM					
	Sinyal Genişliği	10 %					
Bradycardic	SPO2 Nabız	88% 45 BPM					
	Sinyal Genişliği	100 %					
Tachycardic	SPO2 Nabız	85% 130 BPM					
	Sinyal Genişliği	20%					
Geriatric	SPO2 Nabız	92% 95 BPM					
	Sinyal Genişliği	40%					
Obese	SPO2 Nabız	93% 90 BPM					
	Sinyal Genişliği	50%					
Motion	SPO2 Nabız	96% 75 BPM					
	Sinyal Genişliği	100%					

B) Çevre Işığ testi / Ambient light Test

Mod / Mode	Geçti	Kaldı	Açıklama
50 Hz			
60 Hz			
Güneş / Sun			

C) Pigmentasyon testi / pigmentation test

Mod / Mode	Geçti	Kaldı	Açıklama
Zayıf / Low			
Orta / Medium			
Yüksek / High			

KALİBRASYONU YAPAN

ONAYLAYAN