

	T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI IMMUNFLORESAN LABORATUVARI TALİMATI	DOKÜMAN KODU	ML.TL.08
		YAYIN TARİHİ	01.05.2006
		REVİZYON NO	04
		REVİZYON TARİHİ	01.01.2024
		SAYFA NO	1 / 1

1. AMAÇ

Mikrobiyoloji Birimi İmmünfloresan Laboratuvarında çalışılan testlerin optimal şartlarda gerçekleştirilmesi ve sonuçların verilmesi.

2. KAPSAM

Mikrobiyoloji Birimi İmmünfloresan Laboratuvarı.

3. UYGULAMA

İmmünfloresan Laboratuvarında çalışılan testlere ait;

3.1. Kabulü yapılmış örnekler görevli teknisyenler tarafından çalışma kurallarına göre işleme alınır.

3.2. Testler, görevli teknisyenler tarafından çalışma kuralları veya **Referans 1'deki** mikrobiyolojik standartlara göre çalışılır.

3.3. Test sonuçları, sorumlu uzman veya öğretim üyesi tarafından değerlendirilir.

4. İLGİLİ DOKÜMANLAR

➤ **Biyolojik Örnek Alma Talimatı**

➤ **Biyolojik Örnek Taşıma Talimatı**

➤ **Referans 1:** Herrmann JE: Immunoassays for the diagnosis of infectious diseases. In Murray PE, Baron EJ, Pfaller MA, Tenover FC, Tenover FC (eds), Manual of Clinical Microbiology, sixth edition. ASM Press, Washington DC, 1995; pp: 110-122.