

	T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ	DOKÜMAN KODU	TH.TL.34
		YAYIN TARİHİ	01.05.2006
		REVİZYON NO	04
	AFEREZ DONÖRLERİNİN KABUL TALİMATI	REVİZYON TARİHİ	01.01.2024
		SAYFA NO	1 / 1

1. **AMAÇ** :Kan Merkezi Donör Aferez Ünitesinde aferez istemleri, aferez donörlerinin başvurusu ve kabul işlemlerini tanımlamak.

2. **KAPSAM** :Kan Merkezi Donör Aferez Ünitesi

3. **UYGULAMA**

3.1. Aferez İşlemi İstemi

3.1.1. Hekimler tarafından **Aferez İşlemi İstem Formu** ile istem yapılır.

3.1.2. İstem formu Trombosit Aferez Ünitesine teslim edilir. Kan Merkezi Donör Aferez Ünitesine ait formunun doktor tarafından imzalanıp kaşelenmesi sağlanır. Bu form uygun şekilde doldurularak hasta yakını ve/veya transfer elemanları tarafından üniteye getirilir.

3.1.3. İstemler 24 saat boyunca kabul edilir.

3.2. Aferez Donörlerinin Başvuru ve Kabulü

3.2.1. Aferez donörlerinin, **Donör Sorgulama Formunu** doldurmasından sonra doldurulan form kan alma hemşiresi tarafından **Kan ve Kan Ürünleri Yönetmeliği** ve **I. Kan Merkezleri ve Transfüzyon Kursu Kitapçığında** belirtilen kriterlere göre **Kan Merkezi Donör İşleyiş Prosedüründe** anlatıldığı şekilde değerlendirilir ve kabul veya reddedilir.

3.2.2. Kan verecek donör aferez donörünün sorumlu hemşire tarafından tam kan sayımı, kan grubu tayini ve serolojik testlerin çalışılması için gerekli örnekler uygun tüplere alınır ve damar kontrolü için gerekli değerlendirme aferez teknisyeni ile birlikte yapılır. Tam kan sayımı ve kan grubu tayini sırasında donör bekleme odasına alınır.

3.2.3. Aferez donörlerinin tam kan sayım sonuçları cihazdan kağıda basılır ve sonuçlar **I. Kan Merkezleri ve Transfüzyon Kursu Kitapçığında** belirtilen kriterlere göre ve aferez teknisyeninin de onayı alınarak değerlendirilir, kabul veya reddedilir.

3.2.4. Aferez donörün tam kan sayımı sonucu uygun sınırlar içindeyse ve kan grubu vericisi ile uyumluysa serolojik testlerin sonuçlanması için gerekli süre hakkında donör bilgilendirilir.

3.2.5. Aferez donörlerinin serolojik testleri **KNM Serolojik Testler Çalışma Talimatına** göre çalışılır.

3.2.6. Serolojik testlerin sonuçları görevli aferez teknisyeni tarafından alınır ve değerlendirilir.

3.2.7. Aferez donörü olması için **I. Kan Merkezleri ve Transfüzyon Kursu Kitapçığında** belirtilen şartları sağlayan kişiler aferez donörü olarak kabul edilir.

3.3. Aferez Ünitesi İşlemleri

3.3.1. Donörler tetkikte istenen işlemlerin gerçekleştirilmesi için Kan Merkezi Donör Aferez Ünitesine çağrılır.