

	T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ	DOKÜMAN KODU	DL.TL.05
		YAYIN TARİHİ	15.04.2014
		REVİZYON NO	03
	DOKU TİPLEME LABORATUARI ÖRNEKLERİN KABULÜ VE TEST GİRİŞLERİ TALİMATI	REVİZYON TARİHİ	01.01.2024
		SAYFA NO	1 / 1

1-Tüm hastalar için hastane otomasyon sisteminden tetkik adı veya tetkik kodu ile giriş yapılır.

2-Poliklinik sekreteri hastaya ait kimlik doğrulaması yapar.

3-Hastanın test istemlerini otomasyon sisteminde görür, testlere ait barkotları basar. Barkotlarda hastanın kimlik tanımlayıcılarıyla birlikte, testin adı, testin hangi poliklinikten istendiği, örneğin alınış tarih ve saati yer alır.

4-Hasta ve verici bilgileri test istem formuna sekreter tarafından doldurulur, hastaya test ile ilgili onam formu imzalatılır.

5-Hastalara test sonuç zamanı ve sonucu nerden alacakları yazılı ve sözlü ifade edilir.

6-Hasta ve yakınları numune alınması için poliklinik hemşiresi tarafından kan alma odasına alınır.

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
	Kalite Direktörü	Başhekim

“Kalite Yönetim Sistemi” Klasöründe bulunan belge güncel ve kontrollü olup, baskı alınmış KONTROLSUZ belgedir.

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR.