

	T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ		DÖKÜMAN NO	DL.YD.05
			YAYIN TARİHİ	01.01.2016
			REVİZYON NO	00
	DOKU TİPLEME LABORATUVARI TEST SONUÇ VERME SÜRELERİ		REVİZYON TARİHİ	--
			SAYFA NO	1 / 2

DOKU TİPLENDİRME LABORATUVARI TEST TABLOSU

TEST	ÇALIŞMA METODU	ÇALIŞMA ZAMANI	SONUÇ VERME SÜRESİ	NUMUNE KABI	NUMUNE MİKTARI	TRANSFERİ	ÖRNEK TÜRÜ
HLA-A	MOLEKÜLER SSO / SSP	HER GÜN	4-8 İŞ GÜNÜ	EDTA'LI TÜP	2 ML	18-24 C 1GÜN	PERİFERİK KAN
HLA-B	MOLEKÜLER SSO / SSP	HER GÜN	4-8 İŞ GÜNÜ	EDTA'LI TÜP	2 ML	18-24 C 1GÜN	PERİFERİK KAN
HLA-C	MOLEKÜLER SSO / SSP	HER GÜN	4-8 İŞ GÜNÜ	EDTA'LI TÜP	2 ML	18-24 C 1GÜN	PERİFERİK KAN
HLA-DR	MOLEKÜLER SSO / SSP	HER GÜN	4-8 İŞ GÜNÜ	EDTA'LI TÜP	2 ML	18-24 C 1GÜN	PERİFERİK KAN
HLA-DQ	MOLEKÜLER SSO / SSP	HER GÜN	4-8 İŞ GÜNÜ	EDTA'LI TÜP	2 ML	18-24 C 1GÜN	PERİFERİK KAN
HLA-B27	MOLEKÜLER SSO / SSP	HER GÜN	4-8 İŞ GÜNÜ	EDTA'LI TÜP	2 ML	18-24 C 1GÜN	PERİFERİK KAN
HLA-B51	MOLEKÜLER SSO / SSP	HER GÜN	4-8 İŞ GÜNÜ	EDTA'LI TÜP	2 ML	18-24 C 1GÜN	PERİFERİK KAN
CDC CROSS- MATCH	SEROLOJİK	HER GÜN	2 GÜN	VERİCİ İÇİN EDTALI	VERİCİDEN 20 ML EDTA LI TÜPE	18-24 C 1GÜN	PERİFERİK KAN /DALAK (KADAVRA VERİCİ İÇİN)
				VERİCİ İÇİN KIRMIZI/SARI KAPAKLI JELLİ	VERİCİDEN 3 ML JELLİ TÜPE		
				HASTA İÇİN KIRMIZI/SARI KAPAKLI JELLİ	HASTADAN 3 ML JELLİ TÜPE		

	T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ		DÖKÜMAN NO	DL.YD.05
			YAYIN TARİHİ	01.01.2016
			REVİZYON NO	00
	DOKU TİPLEME LABORATUVARI TEST SONUÇ VERME SÜRELERİ		REVİZYON TARİHİ	--
			SAYFA NO	2 / 2

PRA CLASS I/II TARAMA	LUMİNEX	HER GÜN	4-8 İŞ GÜNÜ	KIRMIZI/SARI KAPAKLI JELLİ	3 ML	18-24 C 1GÜN	PERİFERİK KAN
PRA CLASS I TANIMLAMA	LUMİNEX	HER GÜN	4-8 İŞ GÜNÜ	KIRMIZI/SARI KAPAKLI JELLİ	3 ML	18-24 C 1GÜN	PERİFERİK KAN
PRA CLASS II TANIMLAMA	LUMİNEX	HER GÜN	4-8 İŞ GÜNÜ	KIRMIZI/SARI KAPAKLI JELLİ	3 ML	18-24 C 1GÜN	PERİFERİK KAN
DSA	LUMİNEX	HER GÜN	4-8 İŞ GÜNÜ	VERİCİ İÇİN EDTALI	VERİCİDEN 10 ML EDTA LI TÜPE	18-24 C 1GÜN	PERİFERİK KAN /DALAK (KADAVRA VERİCİ İÇİN
				HASTA İÇİN KIRMIZI/SARI KAPAKLI JELLİ	HASTADAN 3 ML JELLİ TÜPE		